

Der okklusale Kompass

LÖSUNG


047 | Zahntechnik | Projekt „Funktionelle Zahnflächen“ - LS2 - Level 3 | Lernfeld 5 | Anatomie/Prothetik

Die initiale Bennettbewegung – Immediate Side Shift - ISS

Kontrolliere anschließend mit der Lösung, ob du richtig gearbeitet hast.

Markiere dann alle wirklich erworbenen Kompetenzen in der Checkliste.

1. Zeichne den okklusalen Kompass mit der initialen Bennettbewegung (Immediat Side Shift) in diese Kauflächen an den entsprechenden Kontaktpunkten ein.



2. Erläutere schriftlich, an welchen Kauflächenelementen jeweils Platz für die initiale Bennettbewegungen geschaffen werden muss:

- 1) Distaler Höckergrat 25 palatinaler Höcker
- 2) Distaler Nebenculst vom mesio-palatinalen Höcker von 26
- 3) Mesialer Höckergrat des mesio-buccalen Höckers von 46
- 4) Distaler Nebenculst und Hauptculst des zentri-buccalen Höckers von 46.